

Struttura in acciaio verniciato completa di un gradino regolabile in legno rivestiti in materiale antiscivolo. Attrezzatura utile per prove da sforzo in cardiologia.



MODELLI E DATI TECNICI

Codice	Dimensioni	Regolazione altezza gradino	Peso	Carico lavoro max
132080	70x67x129 cm	30-40-50 cm	30 kg	150 kg

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956