


Letto **DAFNE** a due sezioni ad altezza fissa, per visita e trazioni utilizzato da operatori qualificati del settore della riabilitazione e del massaggio. Il letto viene fornito predisposto per eseguire trazioni lombari e cervicali con un telaio aggiuntivo rimovibile e di supporto per l'applicazione dell'unità di trazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezioni letto	2
Inclinazione schienale	10°
Pianale scorrevole	12 cm
Passaggio sollevatore	28 cm
Larghezza	70 cm
Lunghezza	200 cm
Portata max uniformemente distribuiti	200 kg
Altezza fissa	65 cm
Piedini regolabili	4
Peso	70 kg



MODELLI LETTINO DAFNE

Descrizione	Codice
DAFNE con piedini regolabili	114020

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

CARATTERISTICHE TECNICHE IMBOTTITI

Denominazione prodotto	Poliuretano espanso
Classe reazione al fuoco	1 IM
Densità imbottitura	30 kg/m ³
Altezza imbottitura	40 mm




CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO



Origine ITALIA / Origin ITALY						
Caratteristiche Properties		Norma	Norm	Unita' Units	Valori Values	Tolleranza Allowance
Composizione spalmatura / Coating composition		100% PVC				
Resistenza a trazione	Long. Long.	UNI EN ISO 1421	N/5cm	300	minimo minimum	
Tensile resistance	Trasv. Across					
Allungamento a rottura	Long. Long.	UNI EN ISO 1421	%	40	minimo minimum	
Ultimate elongation	Trasv. Across					
Resistenza alla lacerazione	Long. Long.	UNI EN ISO 4674 meth.B	N	20	minimo minimum	
Tear resistance	Trasv. Across					
Solidità allo sfregamento Colour fastness to rubbing		UNI EN ISO 105-X12 : 2003 Scala dei grigi / Grey scale	Secco/Dry	4		
			Umido/Wet	4		
Martindale		EN 13520 : ISO 12947		100.000		
		EN 13520 : ISO 12947				
Classe ignifugo Flame retardant norms		UNI 9175-CLASSE 1IM	ISO 3795	BS 5852	FMVSS 302	
Formaldeide Formaldehyde		UNI EN 1021-1/2		ESENTE		
Lavaggi Washability		Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Surface washable with water and neutral soap				

COLORI RIVESTIMENTO

Al momento dell'ordine specificare il colore dell'imbottitura.



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

DOTAZIONE COMPLETA DEL LETTINO DAFNE

4 Piedini regolabili.



Bilancino per agganciare le cinture dell'imbragatura pelvica.



Imbragatura toracica.
Disponibile in due misure (piccola e grande).



Imbragatura pelvica.
Disponibile in due misure (piccola e grande).



Mentoniera e archetto per mentoniera.



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

DOTAZIONE COMPLETA DEL LETTINO DAFNE

Cuscino a trapezio. Dimensioni: 40X50X30 cm.
Il colore dei cuscini corrisponde al colore dell'imbottitura del lettino.



Cuscino a cuneo. Dimensioni: 45x45x15 cm.
Il colore dei cuscini corrisponde al colore dell'imbottitura del lettino.



Cuscino semi-cilindro. Dimensioni: 30x16x8 cm.
Il colore dei cuscini corrisponde al colore dell'imbottitura del lettino.



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONALS GENERICI

Codice 120020 SUPPORTO ROTOLO CARTA A PAVIMENTO

Supporto lenzuolino di carta per lettini visita, massaggi e trattamenti.
Struttura in metallo verniciato agevolmente trasferibile.
Dimensioni: lunghezza 71 cm larghezza 25 cm altezza 81 cm



Codice 120060 LENZUOLINO DI CARTA A DUE VELI

Confezione da 6 rotoli
Dimensioni: Larghezza 60 cm - lunghezza rotolo 65 metri.



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956