


ERA poltrona per visita ginecologica regolabile elettricamente. A tre sezioni.



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Sezioni lettino | 3 |
| Larghezza | 54 cm |
| Lunghezza | 180 cm |
| Regolazione dell'altezza elettricamente | da 53 a 85 cm |
| Portata max uniformemente distribuiti | 180 kg |
| Regolazione schienale elettricamente | +90° |
| Regolazione sezione gambale elettricamente. | -90° |
| Posizione Trendelenburg elettrica | 21° |
| Due ruote unidirezionali anteriori con freno. | 75 mm |
| Dure puntali antiscivolo | posteriori |
| Reggicosce regolabili manualmente | altezza e rotazione |
| Vaschetta in acciaio inox | estraibile |
| Peso | 90 kg |



MODELLI LETTINO ERA

| Descrizione | Codice |
|-------------|--------|
| ERA | 119034 |

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

CARATTERISTICHE TECNICHE IMBOTTITI

Denominazione prodotto Poliuretano espanso
 Densità imbottitura 30 kg/m³
 Altezza imbottitura 40 mm




CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO



| Origine ITALIA / Origin ITALY | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| Caratteristiche Properties | Norma | Norm | Unita' Units | Valori Values | Tolleranza Allowance |
| Composizione spalmatura / Coating composition | | | 100% PVC | | |
| Resistenza a trazione ----- Tensile resistance | Long. Long. ----- Trasv. Across | UNI EN ISO 1421 | N/5cm | 300 | minimo minimum |
| | | | N/5cm | 200 | minimo minimum |
| Allungamento a rottura ----- Ultimate elongation | Long. Long. ----- Trasv. Across | UNI EN ISO 1421 | % | 40 | minimo minimum |
| | | | % | 145 | minimo minimum |
| Resistenza alla lacerazione ----- Tear resistance | Long. Long. ----- Trasv. Across | UNI EN ISO 4674 meth.B | N | 20 | minimo minimum |
| | | | N | 15 | minimo minimum |
| Solidità allo sfregamento Colour fastness to rubbing | UNI EN ISO 105-X12 : 2003 scala dei grigi / Grey scale | | Secco/Dry | 4 | |
| | | | Umido/Wet | 4 | |
| Martindale | EN 13520 : ISO 12947 | | 100.000 | | |
| | EN 13520 : ISO 12947 | | | | |
| Classe ignifugo Flame retardant norms | UNI 9175-CLASSE 1IM | | ISO 3795 | BS 5852 | FMVSS 302 |
| | | | UNI EN 1021-1/2 | TB 117 | |
| Formaldeide Formaldehyde | | | ESENTE | | |
| Lavaggi Washability | Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Surface washable with water and neutral soap | | | | |

COLORI RIVESTIMENTO

Al momento dell'ordine specificare il colore dell'imbottitura.



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONALS PER LETTINO ERA SERIE GYNECOLOGY

Codice 129020 SUPPORTO ROTOLO CARTA

Struttura metallica applicabile alla sezione schienale del lettino.



Codice 129030 POGGIATESTA

Poggiatesta rimovibile imbottito per offrire un maggior comfort al paziente.



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956