


Letto **EROS** a cinque sezioni regolabile elettricamente o idraulicamente in altezza, per terapia, massaggi e visita medica.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezioni lettino	5
Traslazione del piano	17 cm
Larghezza	65 o 80 cm
Lunghezza	190 cm
Portata max uniformemente distribuiti	200 kg
Regolazione altezza	45 - 90 cm
Regolazione della sezione centrale	Con molla a gas +20°
Regolazione della pediera	Con molla a gas +75°
Posizione Trendelenburg	+ 20°
Regolazione dei braccioli	Manuale
Alimentazione a rete	230 V 50/60 Hz 1,5A
Spinta attuatore	8000 N
Protezione	IP 66
Regolazione della testata con molla a gas	+60° - 20°
Foro per la respirazione completo di tappo	di serie
Peso	70 kg



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

MODELLI LETTINO EROS

Descrizione	Codice
Eros con comando a pedale	111091
Eros con pedaliera circolare	111092
Eros idraulico	111093
Eros LARGE con comando a pedale	111101
Eros LARGE con pedaliera circolare	111102
Eros LARGE idraulico	111103

SISTEMI DI REGOLAZIONE ALTEZZA

Eros con comando a pedale 24 V



Eros con pedaliera circolare



Eros idraulico



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

CARATTERISTICHE TECNICHE IMBOTTITI

Denominazione prodotto	Poliuretano espanso
Classe reazione al fuoco	1 IM
Densità imbottitura	30 kg/m ³
Altezza imbottitura	40 mm




CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO



Origine ITALIA / Origin ITALY					
Caratteristiche Properties		Norma Norm	Unità Units	Valori Values	Tolleranza Allowance
Composizione epalmatura / Coating composition		100% PVC			
Resistenza a trazione Tensile resistance	Long. Long.	UNI EN ISO 1421	N/5cm	300	minimo minimum
	Trasv. Across		N/5cm	200	minimo minimum
Allungamento a rottura Ultimate elongation	Long. Long.	UNI EN ISO 1421	%	40	minimo minimum
	Trasv. Across		%	145	minimo minimum
Resistenza alla lacerazione Tear resistance	Long. Long.	UNI EN ISO 4674 meth.B	N	20	minimo minimum
	Trasv. Across		N	15	minimo minimum
Solidità allo sfregamento Colour fastness to rubbing		UNI EN ISO 105-X12 : 2003 Scala dei grigi / Grey scale	Secco/Dry Umido/Wet		4 4
Martindale		EN 13520 : ISO 12947 EN 13520 : ISO 12947			100.000
Classe ignifugo Flame retardant norms		UNI 9175-CLASSE 1IM UNI EN 1021-1/2	ISO 3795 BS 5852 TB 117		FMVSS 302
Formaldeide Formaldehyde			ESENTE		
Lavaggi Washability		Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Surface washable with water and neutral soap			

COLORI RIVESTIMENTO

Al momento dell'ordine specificare il colore dell'imbottitura.



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONALS GENERICI

Codice 120020 SUPPORTO ROTOLO CARTA A PAVIMENTO

Supporto lenzuolino di carta per lettini visita, massaggi e trattamenti.

Struttura in metallo verniciato agevolmente trasferibile.

Dimensioni: lunghezza 71 cm larghezza 25 cm altezza 81 cm



Codice 120040 COPRILETTINO

Copri lettino in spugna con bordi elasticizzati adatto a tutti i lettini per visita e trattamenti con larghezza 65 cm. Lavabile di colore blu.

Codice 120050 COPRILETTINO

Copri lettino in spugna con bordi elasticizzati adatto a tutti i lettini per visita e trattamenti con larghezza 80 cm. Lavabile di colore blu.



Codice 120060 LENZUOLINO DI CARTA A DUE VELI

Confezione da 6 rotoli

Dimensioni: Larghezza 60 cm - lunghezza rotolo 65 metri.



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONALS SERIE PROFESSIONAL

Codice 120010 SUPPORTO ROTOLO CARTA

Struttura metallica applicabile alla sezione finale del lettino.



Codice 121010 RUOTE

Serie di quattro ruote retrattili per lo spostamento del lettino
Ø 60 mm.



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956