


ESTIA lettino per visita ginecologica ad altezza fissa. A tre sezioni di cui una fissa.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezioni lettino	3
Larghezza	62 cm
Lunghezza	185 cm
Altezza	72 cm
Portata max uniformemente distribuiti	135 kg
Regolazione schienale manuale mediante meccanismo di regolazione meccanica a frizione comandato da leva bilaterale.	+ 75°
Regolazione sezione gambale manuale mediante meccanismo di regolazione meccanica a frizione comandato da leva bilaterale.	-90°
Reggicosce regolabili manualmente	altezza e rotazione estraibile
Vaschetta in acciaio inox	50 kg
Peso	



MODELLI LETTINO ESTIA

Descrizione	Codice
ESTIA	119010

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

CARATTERISTICHE TECNICHE IMBOTTITI

Denominazione prodotto Poliuretano espanso
Densità imbottitura 30 kg/m³
Altezza imbottitura 40 mm




CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO



Origine ITALIA / Origin ITALY					
Caratteristiche Properties		Norma Norm	Unita' Units	Valori Values	Tolleranza Allowance
Composizione spalmatura / Coating composition		100% PVC			
Resistenza a trazione	Long. Long.	UNI EN ISO 1421	N/5cm	300	minimo minimum
Tensile resistance	Trasv. Across		N/5cm	200	minimo minimum
Allungamento a rottura	Long. Long.	UNI EN ISO 1421	%	40	minimo minimum
Ultimate elongation	Trasv. Across		%	145	minimo minimum
Resistenza alla lacerazione	Long. Long.	UNI EN ISO 4674 meth.B	N	20	minimo minimum
Tear resistance	Trasv. Across		N	15	minimo minimum
Solidità allo sfregamento Colour fastness to rubbing		UNI EN ISO 105-X12 : 2003 scala dei grigi / Grey scale	Secco/Dry	4	
			Umido/Wet	4	
Martindale		EN 13520 : ISO 12947		100.000	
		EN 13520 : ISO 12947			
Classe ignifugo Flame retardant norms		UNI 9175-CLASSE 1IM	ISO 3795	BS 5852	FMVSS 302
		UNI EN 1021-1/2		TB 117	
Formaldeide Formaldehyde			ESENTE		
Lavaggi Washability		Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Surface washable with water and neutral soap			

COLORI RIVESTIMENTO

Al momento dell'ordine specificare il colore dell'imbottitura.



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONALS PER LETTINO ESTIA SERIE GYNECOLOGY

Codice 129010 SUPPORTO ROTOLO CARTA

Struttura metallica applicabile alla sezione schienale del lettino.



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956