


Letto **GIOVE 4** a quattro sezioni regolabile elettricamente in altezza, per terapia, massaggi e visita medica.

Struttura che permette di regolare l'altezza senza traslazione del piano.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezioni lettino	4
Passaggio sollevatore	12 cm
Traslazione del piano	0 cm
Larghezza	65 cm
Lunghezza	200 cm
Portata max uniformemente distribuiti	200 kg
Regolazione altezza	49 – 95 cm
Alimentazione a rete	230 V 50/60 Hz 1,5A
Spinta attuatore	8000 N
Protezione	IP 66
Regolazione della testata con molla a gas	+70° –40°
Regolazione dei braccioli	manuale
Foro per la respirazione completo di tappo	di serie
Peso	70 kg



#### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## MODELLI LETTINO GIOVE 4

Descrizione	Codice
Giove 4 con comando a pedale	118031
Giove 4 con pedaliera circolare	118032
Giove 4 idraulico	118033
Giove 4 con pedaliera circolare in alluminio	118038

## SISTEMI DI REGOLAZIONE ALTEZZA



Giove 4 con comando a pedale 24 V



Giove 4 con pedaliera circolare



Giove 4 con pedaliera circolare in alluminio



Giove 4 idraulico

### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## CARATTERISTICHE TECNICHE IMBOTTITI

Denominazione prodotto	Poliuretano espanso
Classe reazione al fuoco	1 IM
Densità imbottitura	30 kg/m <sup>3</sup>
Altezza imbottitura	40 mm



## CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO



Origine ITALIA / Origin ITALY					
Caratteristiche Properties	Norma	Norm	Unita' Units	Valori Values	Tolleranza Allowance
Composizione epalmatura / Coating composition			100% PVC		
Resistenza a trazione Tensile resistance	Long. Long.	UNI EN ISO 1421	N/5cm	300	minimo minimum
	Trasv. Across		N/5cm	200	minimo minimum
Allungamento a rottura Ultimate elongation	Long. Long.	UNI EN ISO 1421	%	40	minimo minimum
	Trasv. Across		%	145	minimo minimum
Resistenza alla lacerazione Tear resistance	Long. Long.	UNI EN ISO 4674 meth.B	N	20	minimo minimum
	Trasv. Across		N	15	minimo minimum
Solidità allo sfregamento Colour fastness to rubbing	UNI EN ISO 105-X12 : 2003 Scala dei grigi / Grey scale		Secco/Dry	4	
			Umido/Wet	4	
Martindale	EN 13520 : ISO 12947		100.000		
	EN 13520 : ISO 12947				
Classe ignifugo Flame retardant norms	UNI 9175-CLASSE 1IM	ISO 3795	BS 5852 TB 117	FMVSS 302	
Formaldeide Formaldehyde	ESENTE				
Lavaggi Washability	Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Surface washable with water and neutral soap				

## COLORI RIVESTIMENTO

Al momento dell'ordine specificare il colore dell'imbottitura.



### FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## OPTIONALS GENERICI

### **Codice 120020 SUPPORTO ROTOLO CARTA A PAVIMENTO**

Supporto lenzuolino di carta per lettini visita, massaggi e trattamenti.


Struttura in metallo verniciato agevolmente trasferibile.

Dimensioni: lunghezza 71 cm larghezza 25 cm altezza 81 cm



### **Codice 120040 COPRILETTINO**

Copri lettino in spugna con bordi elasticizzati adatto a tutti i lettini per visita e trattamenti con larghezza 65 cm. Lavabile di colore blu.



### **Codice 120060 LENZUOLINO DI CARTA A DUE VELI**

Confezione da 6 rotoli

Dimensioni: Larghezza 60 cm - lunghezza rotolo 65 metri.



## **FISIOTECH SRL**

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## OPTIONALS SERIE TOP

### **Codice 128010 SUPPORTO ROTOLO CARTA**

Struttura metallica applicabile alla sezione finale del lettino.



### **Codice 128020 RUOTE**

Serie di quattro ruote retrattili per lo spostamento del lettino  
Ø 75 mm.



## **FISIOTECH SRL**

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale:** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956