

Il lettino **NETTUNO** è un lettino per la terapia della statica supina tramite inclinazione progressiva del pianale. Il movimento è assistito da motore elettrico in bassa tensione. L'apparecchiatura è dotata di pianale imbottito, regolazioni posturali ed accessori per il sostegno e confort del paziente.
Completo di 4 ruote di cui 2 con freno.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezioni lettino	1
Regolazione elettrica dell'inclinazione	0° - 90°
Passaggio sollevatore	15 cm
Larghezza	65 cm
Larghezza ingombro	70 cm
Lunghezza	190 cm
Altezza fissa	50 cm
Portata max uniformemente distribuiti	150 kg
Completo di ruote 4 di cui 2 con freno	Ø 100 mm
Completo di cinghie ferma pazienti	3
Completo di pedana poggipiedi	Fissa
Alimentazione a rete	230 V 50/60 Hz 1,5A
Spinta attuatore	8000 N
Protezione	IP 66
Peso	70 kg

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY


Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

MODELLI LETTINO NETTUNO

Descrizione	Codice
NETTUNO con pulsantiera	115054



SISTEMI DI REGOLAZIONE INCLINAZIONE PIANO

Pulsantiera a 24 V per la regolazione dell'inclinazione del lettino.
La pulsantiera è agganciabile al telaio del lettino.



Leva per il recupero manuale del pianale



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

CARATTERISTICHE TECNICHE IMBOTTITI

Denominazione prodotto	Poliuretano espanso
Classe reazione al fuoco	1 IM
Densità imbottitura	30 kg/m ³
Altezza imbottitura	40 mm




CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO



Origine ITALIA / Origin ITALY					
Caratteristiche Properties		Norma Norm	Unità Units	Valori Values	Tolleranza Allowance
Composizione epalmatura / Coating composition		100% PVC			
Resistenza a trazione Tensile resistance	Long. Long.	UNI EN ISO 1421	N/5cm	300	minimo minimum
	Trasv. Across		N/5cm	200	minimo minimum
Allungamento a rottura Ultimate elongation	Long. Long.	UNI EN ISO 1421	%	40	minimo minimum
	Trasv. Across		%	145	minimo minimum
Resistenza alla lacerazione Tear resistance	Long. Long.	UNI EN ISO 4674 meth.B	N	20	minimo minimum
	Trasv. Across		N	15	minimo minimum
Solidità allo sfregamento Colour fastness to rubbing		UNI EN ISO 105-X12 : 2003 Scala dei grigi / Grey scale	Secco/Dry Umido/Wet		4 4
Martindale		EN 13520 : ISO 12947 EN 13520 : ISO 12947			100.000
Classe ignifugo Flame retardant norms		UNI 9175-CLASSE 1IM UNI EN 1021-1/2	ISO 3795 TB 117	BS 5852 FMVSS 302	
Formaldeide Formaldehyde			ESENTE		
Lavaggi Washability		Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Surface washable with water and neutral soap			

COLORI RIVESTIMENTO

Al momento dell'ordine specificare il colore dell'imbottitura.



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONALS GENERICI

Codice 120020 SUPPORTO ROTOLO CARTA A PAVIMENTO

Supporto lenzuolino di carta per lettini visita, massaggi e trattamenti.
Struttura in metallo verniciato agevolmente trasferibile.
Dimensioni: lunghezza 71 cm larghezza 25 cm altezza 81 cm



Codice 120060 LENZUOLINO DI CARTA A DUE VELI

Confezione da 6 rotoli
Dimensioni: Larghezza 60 cm - lunghezza rotolo 65 metri.



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY


Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONALS LETTINO NETTUNO SERIE TILT

Codice 125030 SUPPORTI ASCELLARI

Supporti ascellari regolabili in altezza, larghezza e profondità.
(2 pezzi)



Codice 125060 TAVOLINO NETTUNO

Il tavolino è utilizzabile con persona in posizione di statica supina. Il tavolino è sagomato per favorire un agevole appoggio degli avambracci. E' regolabile in altezza e profondità. Dimensioni: 630x470x8 mm



Codice 125040 FASCIA IMBOTTITA FERMA PAZIENTI

Fascia imbottita per un maggiore e confortevole supporto alla persona.



Codice 125050 CINGHIA FERMA PAZIENTI 10 CM

Cinghia per un comodo contenimento della persona.
Altezza 10 cm.



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956