

Il lettino **ULISSE** è un lettino per visita e per la terapia della statica supina tramite inclinazione progressiva del pianale. Il movimento è assistito da motore elettrico in bassa tensione. Il lettino è dotato di 4 ruote di cui due con freno e di cinghie ferma pazienti.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezioni lettino	4
Regolazione elettrica dell'inclinazione	0° - 90°
Leva recupero manuale del pianale	compresa
Passaggio sollevatore	15 cm
Scostamento del piano	0 cm
Larghezza	65 cm
Larghezza ingombro	70 cm
Lunghezza	200 cm
Regolazione elettrica dell'altezza mediante pulsantiera	54 – 96 cm
Portata max uniformemente distribuiti	150 kg
Completo di ruote 4 di cui due con freno	Ø 125 mm
Completo di cinghie ferma pazienti	5
Regolazione manuale pedane indipendenti	+10° -23°
Alimentazione a rete	230 V 50/60 Hz 1,5A
Spinta attuatore	8000 N
Protezione	IP 66
Regolazione della testata con molla a gas	+30° -80°
Foro per la respirazione completo di tappo	di serie
Peso	70 kg

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY


Sede legale: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

MODELLI LETTINO ULISSE

Descrizione	Codice
ULISSE con pulsantiera	115064



SISTEMI DI REGOLAZIONE INCLINAZIONE PIANO E PER LA REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL LETTINO

Pulsantiera a 24 V per la regolazione dell'altezza e dell'inclinazione del lettino.

La pulsantiera è agganciabile al telaio del lettino.



Leva per il recupero manuale del pianale



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

CARATTERISTICHE TECNICHE IMBOTTITI

Denominazione prodotto	Poliuretano espanso
Classe reazione al fuoco	1 IM
Densità imbottitura	30 kg/m ³
Altezza imbottitura	40 mm



CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO



Origine ITALIA / Origin ITALY					
Caratteristiche Properties		Norma Norm	Unita' Units	Valori Values	Tolleranza Allowance
Composizione spalmatura / Coating composition		100% PVC			
Resistenza a trazione Tensile resistance	Long. Long. Trasv. Across	UNI EN ISO 1421	N/5cm	300	minimo minimum
			N/5cm	200	minimo minimum
Allungamento a rottura Ultimate elongation	Long. Long. Trasv. Across	UNI EN ISO 1421	%	40	minimo minimum
			%	145	minimo minimum
Resistenza alla lacerazione Tear resistance	Long. Long. Trasv. Across	UNI EN ISO 4674 meth.B	N	20	minimo minimum
			N	15	minimo minimum
Solidità allo sfregamento Colour fastness to rubbing	UNI EN ISO 105-X12 : 2003 Scala dei grigi / Grey scale		Secco/Dry		4
			Umido/Wet		4
Martindale	EN 13520 : ISO 12947				100.000
	EN 13520 : ISO 12947				
Classe ignifugo Flame retardant norms	UNI 9175-CLASSE 1IM UNI EN 1021-1/2		ISO 3795	BS 5852 TB 117	FMVSS 302
Formaldeide Formaldehyde			ESENTE		
Lavaggi Washability	Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Surface washable with water and neutral soap				

COLORI RIVESTIMENTO

Al momento dell'ordine specificare il colore dell'imbottitura.



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONALS GENERICI

Codice 120020 SUPPORTO ROTOLO CARTA A PAVIMENTO

Supporto lenzuolino di carta per lettini visita, massaggi e trattamenti.

Struttura in metallo verniciato agevolmente trasferibile.

Dimensioni: lunghezza 71 cm larghezza 25 cm altezza 81 cm



Codice 120060 LENZUOLINO DI CARTA A DUE VELI

Confezione da 6 rotoli

Dimensioni: Larghezza 60 cm - lunghezza rotolo 65 metri.



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONALS LETTINO ULISSE SERIE TILT


Codice 125060 TAVOLINO

Il tavolino è utilizzabile con persona in posizione di statica supina. Il tavolino è sagomato per favorire un agevole appoggio degli avambracci. E' regolabile in altezza e profondità. Dimensioni: 630x470x 8 mm



Codice 125030 SUPPORTI ASCELLARI

Supporti ascellari regolabili in altezza, larghezza e profondità. (2 pezzi)



Codice 125040 FASCIA IMBOTTITA FERMA PAZIENTI

Fascia imbottita per un maggiore e confortevole supporto alla persona.



Codice 125050 CINGHIA FERMA PAZIENTI 10 CM

Cinghia per un comodo contenimento della persona. Altezza 10 cm.



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956