

Il lettino **URANO** è un lettino per la terapia della statica supina tramite inclinazione progressiva del pianale. Il movimento è assistito da motore elettrico in bassa tensione. L'apparecchiatura è dotata di pianale imbottito, regolazioni posturali ed accessori per il sostegno e confort del paziente. Completo di 4 ruote di cui 2 con freno.



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---------------------|
| Sezioni lettino | 4 |
| Regolazione elettrica dell'inclinazione | 0° - 85° |
| Passaggio sollevatore | 15 cm |
| Larghezza | 55 cm |
| Larghezza ingombro | 70 cm |
| Lunghezza | 200 cm |
| Altezza fissa | 50 cm |
| Portata max uniformemente distribuiti | 150 kg |
| Completo di ruote 4 di cui 2 con freno | Ø 100 mm |
| Completo di cinghie ferma pazienti | 5 |
| Completo di supporti ascellari | 2 |
| Regolazione manuale delle pedane indipendenti | +15° -20° |
| Alimentazione a rete | 230 V 50/60 Hz 1,5A |
| Spinta attuatore | 8000 N |
| Protezione | IP 66 |
| Regolazione della testata con molla a gas | +30° -80° |
| Foro per la respirazione completo di tappo | di serie |
| Peso | 70 kg |

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY


Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

MODELLI LETTINO URANO

| Descrizione | Codice |
|-----------------------|--------|
| URANO con pulsantiera | 115014 |



SISTEMI DI REGOLAZIONE INCLINAZIONE PIANO

Pulsantiera a 24 V per la regolazione dell'inclinazione del lettino.
La pulsantiera è agganciabile al telaio del lettino.



Leva per il recupero manuale del pianale



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

CARATTERISTICHE TECNICHE IMBOTTITI

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Denominazione prodotto | Poliuretano espanso |
| Classe reazione al fuoco | 1 IM |
| Densità imbottitura | 30 kg/m ³ |
| Altezza imbottitura | 40 mm |




CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO



| Origine ITALIA / Origin ITALY | | | | | |
|---|------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------------|
| Caratteristiche Properties | | Norma Norm | Unita' Units | Valori Values | Tolleranza Allowance |
| Composizione spalmatura / Coating composition | | 100% PVC | | | |
| Resistenza a trazione Tensile resistance | Long. Long. | UNI EN ISO 1421 | N/5cm | 300 | minimo minimum |
| | Trasv. Across | | N/5cm | 200 | minimo minimum |
| Allungamento a rottura Ultimate elongation | Long. Long. | UNI EN ISO 1421 | % | 40 | minimo minimum |
| | Trasv. Across | | % | 145 | minimo minimum |
| Resistenza alla lacerazione Tear resistance | Long. Long. | UNI EN ISO 4674 meth.B | N | 20 | minimo minimum |
| | Trasv. Across | | N | 15 | minimo minimum |
| Solidità allo sfregamento Colour fastness to rubbing | | UNI EN ISO 105-X12 : 2003 Scala dei grigi / Grey scale | Secco/Dry | 4 | |
| | | | Umido/Wet | 4 | |
| Martindale | | EN 13520 : ISO 12947 | | 100.000 | |
| | | EN 13520 : ISO 12947 | | | |
| Classe ignifugo Flame retardant norms | | UNI 9175-CLASSE 1IM | ISO 3795 | BS 5852 TB 117 | FMVSS 302 |
| Formaldeide Formaldehyde | | | ESENTE | | |
| Lavaggi Washability | | Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Surface washable with water and neutral soap | | | |

COLORI RIVESTIMENTO

Al momento dell'ordine specificare il colore dell'imbottitura.



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONALS GENERICI

Codice 120020 SUPPORTO ROTOLO CARTA A PAVIMENTO

Supporto lenzuolino di carta per lettini visita, massaggi e trattamenti.

Struttura in metallo verniciato agevolmente trasferibile.

Dimensioni: lunghezza 71 cm larghezza 25 cm altezza 81 cm



Codice 120060 LENZUOLINO DI CARTA A DUE VELI

Confezione da 6 rotoli

Dimensioni: Larghezza 60 cm - lunghezza rotolo 65 metri.



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONALS LETTINO URANO SERIE TILT

Codice 125060 TAVOLINO URANO

Il tavolino è utilizzabile con persona in posizione di statica supina. Il tavolino è sagomato per favorire un agevole appoggio degli avambracci. E' regolabile in altezza e profondità. Dimensioni: 630x470x 8 mm



Codice 125040 FASCIA IMBOTTITA FERMA PAZIENTI

Fascia imbottita per un maggiore e confortevole supporto alla persona.



Codice 125050 CINGHIA FERMA PAZIENTI 10 CM

Cinghia per un comodo contenimento della persona.
Altezza 10 cm.



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956