

Il Miniciclo è destinato a persone con difficoltà motorie ed è indicato per ristabilire la coordinazione e la massa muscolare degli arti superiori e inferiori.  
Colore: NERO



## CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura	Acciaio verniciato
Colore	Nero
Piedini antiscivolo	4
Pedali	Con fasce fermapiedi
Frizione	Regolabile a cinghia
Lunghezza base	47 cm
Profondità base	25,5 cm
Altezza massima	35 cm

### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale:** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956