

Apparecchio da parete in lamiera di acciaio verniciato bianco, dispositivo reggi-pellicola in acciaio inox con luce fluorescente fredda (6500°K) su diffusore opalino infrangibile.



MODELLI E DATI TECNICI

Codice	Dimensioni
152010	90x60 cm
152020	70x42 cm

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956