




Dispositivo per la riabilitazione degli arti superiori. Pannello da appendere alla parete composto da 9 elementi che simulano le attività quotidiane.



**MODELLI
DIMENSIONI - DATI TECNICI**

Codice	135060
Altezza	60 cm
Larghezza	100 cm
Articoli compresi:	Lampadina – Interruttore – Spina elettrica Chiavistello scorrevole – Chiavistello girevole Cricchetto a scorrimento – Catenella per porta Maniglia finestra – Manubrio a forza

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956