

Struttura in acciaio verniciato completa di piano di camminamento in legno rivestito in materiale antiscivolo e di comode rampe di accesso. Corrimano, a forma anatomica in metallo verniciato, regolabili sia in larghezza che in altezza con un sistema telescopico. I volantini impediscono allentamenti e possibili assestamenti dei corrimano durante il carico della persona.

**CODICE 131120**  
**PARALLELA 2 MT CON CORRIMANO IN ACCIAIO**



**FISIOTECH SRL**

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale:** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza corrimano	2 mt
Lunghezza base	2 mt
Larghezza della base	70 cm
Larghezza piano di camminamento	59 cm
Regolazione altezza corrimano	65 – 100 cm
Regolazione larghezza corrimano	40 – 80 cm
Portata del singolo corrimano	135 kg

Sistema di regolazione altezza corrimano



### FISIOTECH SRL



**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale:** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## OPTIONAL

Codice	Descrizione	
131200	<p><b>STABILIZZATORE</b> Lo stabilizzatore è applicabile a tutte le parallele con base per offrire un maggior sostegno alla persona durante la deambulazione.</p> <p>Lo stabilizzatore viene fornito con la dotazione di quattro fine-corsa ed una barra di congiunzione necessaria in caso di acquisto di un secondo carrello utile per effettuare l'inversione del senso di deambulazione.</p>	
131221	<p><b>OSTACOLI / OBSTACLES</b> Set ostacoli / Divaricatore con magnete. Composto da 8 ostacoli in legno verniciato. Può essere utilizzato sulla pedana per creare percorsi specifici di riabilitazione.</p> <p>Dimensioni: 65x13x1,5 cm</p>	

### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956