

Struttura in acciaio verniciato completa di piano di camminamento in legno rivestito in materiale antiscivolo e di comode rampe di accesso. Corrimano, a forma anatomica in legno o in metallo verniciato, regolabili sia in larghezza che in altezza con un sistema telescopico. I volantini impediscono allentamenti e possibili assestamenti dei corrimano durante il carico della persona.

MODELLI

**CODICE 131100
PARALLELA 3 MT CON CORRIMANO IN LEGNO**



**CODICE 131110
PARALLELA 3 MT CON CORRIMANO IN ACCIAIO**



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza corrimano	3 mt
Lunghezza base	3 mt
Larghezza della base	70 cm
Larghezza piano camminamento	59 cm
Regolazione altezza corrimano	65 – 100 cm
Regolazione larghezza corrimano	40 – 80 cm
Portata del singolo corrimano	135 kg

Sistema di regolazione altezza corrimano



FISIOTECH SRL




Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONAL

Codice	Descrizione	
131200	<p>STABILIZZATORE Lo stabilizzatore è applicabile a tutte le parallele con base per offrire un maggior sostegno alla persona durante la deambulazione. Lo stabilizzatore viene fornito con la dotazione di quattro fine-corsa ed una barra di congiunzione necessaria in caso di acquisto di un secondo carrello utile per effettuare l'inversione del senso di deambulazione.</p>	
131221	<p>OSTACOLI / OBSTACLES Set ostacoli / Divaricatore con magnete. Composto da 8 ostacoli in legno verniciato. Può essere utilizzato sulla pedana per creare percorsi specifici di riabilitazione. Dimensioni: 65x13x1,5 cm</p>	
131230	<p>PIANO CONCAVO CONVESSO Può essere utilizzato sulla pedana per creare percorsi specifici di riabilitazione. Dimensioni: 290x46x8,5 cm</p>	


FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

Codice	Descrizione	
131250	<p>TELAIO CON DIVISORI Può essere utilizzato sulla pedana per creare percorsi specifici di riabilitazione.</p> <p>NEI DIVISORI SI POSSONO INSERIRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Codice 131260 Sacchetti di calpestio in sabbia dimensioni: 38x20 cm • Codice 131270 Sacchetti di calpestio in PVC dimensioni: 38x20 cm • Codice 131280 Rulli in legno diametro 3 cm lunghezza 20 cm • Codice 131290 Bastoncini in legno diametro 1 cm lunghezza 20 cm. 	

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956