


Apparecchio per l'analisi plantare del piede.
Struttura in legno di faggio verniciato, piano di carico in cristallo con
doppia illuminazione laterale con luce a LED.



CARATTERISTICHE TECNICHE CODICE 151010

Tipo di controllo	Visivo
Dimensioni piano appoggio	44x39 cm
Dimensioni	50x48x35 h cm
Portata max	135 kg
Illuminazione	LED
Piano in cristallo temprato diagrammato spessore	12 mm
Specchio sottostante taglio a filo lucido	
Assorbimento LED	2 X 3 W
Classe isolamento	1



Linea alimentazione 230V 50Hz
I1 Interruttore bipolare
F1 e F2 fusibili 6,3 X 32 da 500 mA
L1 e L2 Assorbimento A LED 2 x 3 W

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@mailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956