

Codice 1315030




La Poliercolina è un dispositivo utile per l'esecuzione di molteplici esercizi di rinforzo e resistenza muscolare sia per arti superiori che per inferiori. E' un dispositivo che deve essere ancorato a parete composta da due ercoline laterali a doppio rinvio e da una spalliera centrale a 13 pioli in legno e con montanti in acciaio verniciato.

Completa di maniglie, carrucole e moschettone.

Gli esercizi si possono eseguire in postura eretta o seduta, e con carichi variabili limitati mediante l'impiego di pesi.



CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALE IN DOTAZIONE

Altezza	240 cm	
Larghezza	145 cm	
Profondità	28 cm	
Maniglie	2	
Carrucola	4	
Moschettone	2	

FISIOTECH SRL





Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONAL

Codice	Descrizione	
1316041	Dischi in ghisa da 1 kg. Peso max consentito 8 kg per lato.	
1316052	Cavigliera con gancio	
1317116	Gancio a "S"	
1316031	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 0,5	
1316032	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 1	
1316033	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 2	
1316034	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 3	
1316035	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 4	
1316036	Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 5	

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956