



Dispositivo adatto per la riabilitazione e per effettuare esercizi di mantenimento per la spalla e per il gomito.

E' composto da una struttura in metallo da fissare alla parete con una ruota regolabile in altezza per adattarsi alle misure del paziente o dell'esercizio da eseguire.

Si possono compiere gli esercizi sia da seduti che in postura eretta.

Il terapeuta può regolare la resistenza degli esercizi applicando una progressiva resistenza tramite frizione.



**MODELLI
DIMENSIONI - DATI TECNICI**

Codice	135040
Altezza	160 cm
Larghezza	110 cm
Profondità	30 cm
Peso	29 kg
Viteria (tasselli)	NON IN DOTAZIONE

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956