

Struttura in acciaio verniciato, parti scorrevoli zincocromato. Corrimano, a forma anatomica in metallo verniciato, regolabili in altezza con un sistema telescopico. I volantini impediscono allentamenti e possibili assestamenti dei corrimano durante il carico della persona. Gradini chiusi rivestiti in PVC con antiscivolo.

**CODICE 132010**  
**SCALA PER DEAMBULAZIONE AD UNA RAMPA**



**FISIOTECH SRL**

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Regolazione altezza corrimano | 60 – 100 cm |
| Larghezza gradino             | 56 cm       |
| Profondità gradino            | 30 cm       |
| Altezza gradino               | 13 cm       |
| Portata del singolo corrimano | 135 kg      |



### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## OPTIONAL

| Codice | Descrizione                          |   |
|--------|--------------------------------------|---|
| 132200 | Piano inclinato dimensioni cm 170x49 |  |

### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisitech.com](mailto:info@fisitech.com) - pec : [fisitech@emailsec.it](mailto:fisitech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956