

Complete di telaio di acciaio per la variazione dell'altezza e dell'inclinazione da fissare a parete mediante tasselli. Montanti di acciaio verniciato e pioli di faggio evaporato, diametro mm 30, di cui 3 sporgenti lateralmente. Assicella poggiaschiena centrale di multistrati da mm 8. Larghezza cm 48, punti di appoggio a terra gommati. Altezza mt 3.



DATI TECNICI

| Descrizione | Codice |
|-------------------------|--------|
| Scala ortopedica dritta | 142100 |
| Scala ortopedica curva | 142110 |

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956