

Scendiletto con struttura in acciaio cromato, gradini antiscivolo.



MODELLI E DATI TECNICI

Codice	Descrizione	Profondità gradino	Larghezza gradino	Altezza primo gradino	Altezza secondo gradino	Portata massima
162101	Un gradino	20 cm	38 cm	22 cm	-	150 kg
162102	Due gradini	20 cm	38 cm	22 cm	44 cm	150 kg

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale: Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956