

Sgabello girevole a cinque razze con base nera. Altezza regolabile mediante pistone a gas. Sedile imbottito in similpelle lavabile ed ignifuga. Colori assortiti. Disponibili con ruote o con piedini.



MODELLI E DATI TECNICI

Modelli	Regolazione Altezza	Diametro base	Diametro seduta	Portata max	Codice
Con ruote	40 – 55 cm	60 cm	35 cm	120 kg	162011
Senza ruote con piedini	40 – 55 cm	60 cm	35 cm	120 kg	162012

Sgabello girevole a cinque razze con base cromata. Altezza regolabile mediante pistone a gas. Sedile imbottito in similpelle lavabile ed ignifuga. Colori assortiti. Disponibili con ruote o con piedini.



MODELLI E DATI TECNICI

Modelli	Regolazione Altezza	Diametro base	Diametro seduta	Portata max	Codice
Con ruote	40 – 55 cm	60 cm	35 cm	120 kg	162013
Senza ruote con piedini	40 – 55 cm	60 cm	35 cm	120 kg	162014

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

CARATTERISTICHE TECNICHE IMBOTTITI

Denominazione prodotto	Poliuretano espanso
Classe reazione al fuoco	1 IM
Densità imbottitura	30 kg/m ³
Altezza imbottitura	40 mm




CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO



Origine ITALIA / Origin ITALY					
Caratteristiche Properties		Norma Norm	Unita' Units	Valori Values	Tolleranza Allowance
Composizione spalmatura / Coating composition		100% PVC			
Resistenza a trazione Tensile resistance	Long. Long.	UNI EN ISO 1421	N/5cm	300	minimo minimum
	Trasv. Across		N/5cm	200	minimo minimum
Allungamento a rottura Ultimate elongation	Long. Long.	UNI EN ISO 1421	%	40	minimo minimum
	Trasv. Across		%	145	minimo minimum
Resistenza alla lacerazione Tear resistance	Long. Long.	UNI EN ISO 4674 meth.B	N	20	minimo minimum
	Trasv. Across		N	15	minimo minimum
Solidità allo sfregamento Colour fastness to rubbing		UNI EN ISO 105-X12 : 2003 Scala dei grigi / Grey scale	Secco/Dry Umido/Wet		4 4
Martindale		EN 13520 : ISO 12947 EN 13520 : ISO 12947			100.000
Classe ignifugo Flame retardant norms		UNI 9175-CLASSE 1IM UNI EN 1021-1/2	ISO 3795 TB 117	BS 5852 FMVSS 302	
Formaldeide Formaldehyde			ESENTE		
Lavaggi Washability		Superficie lavabile con acqua e sapone neutro Surface washable with water and neutral soap			

COLORI RIVESTIMENTO

Al momento dell'ordine specificare il colore dell'imbottitura.



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956