

Spalliera 13 pioli a sezione ovoidale in faggio verniciato al naturale. Montanti in acciaio verniciato completi di attacchi di fissaggio a parete. La spalliera è utile nell'esecuzione di diversi esercizi per le articolazioni e la muscolatura, in particolare per esercizi di ginnastica preventiva e terapeutica contro il mal di schiena. Inoltre la spalliera può essere utilizzata per eseguire esercizi ginnici e di riabilitazione, stretching delle articolazioni, esercizi correttivi per varie forme di paramorfismi e può essere utilizzata anche dai bambini per esercizi di scioltezza articolare.



DATI TECNICI

Altezza	Larghezza	Codice
240 cm	90 cm	142010

FISIOTECH SRL



Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONAL

Codice	Descrizione	
142500	Poggiaschiena curvo colore nero. Imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifuga. Dimensioni: Altezza 65 cm Larghezza 40 cm - Profondità 18 cm	
142510	Panca per spalliera colore nero. Panca agganciabile a spalliera. Piano imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifuga. Completa di cinghia ferma piedi. Dimensioni: Altezza 180 cm – Larghezza 30 cm	

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956