




Lo specchio è dotato di pellicola retinata adesiva antinfortunistica, grazie alla quale in caso di rottura dello specchio i vetri rimarranno ancorati alla pellicola stessa.

Gli specchi completi di pellicola vengono incollati ad un pannello di polistirolo rifinito con uno di MDF bianco.

Il tutto viene sostenuto da un profilo di alluminio.

Possono essere fissati a muro o su carrello inclinabile e trasportabile.

Dimensioni rettangoli: 10x5 cm



MODELLI E DATI TECNICI

Codice	Modello	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Peso
143010	Serigrafato	200 cm	100 cm	4 mm	30 kg
143020	Liscio	200 cm	100 cm	4 mm	30 kg
143030	Serigrafato	170 cm	100 cm	4 mm	30 kg
143040	Liscio	170 cm	100 cm	4 mm	30 kg

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONAL

Codice	Descrizione	
143500	Carrello per specchio trasportabile ed inclinabile dimensioni 200.	
143510	Carrello per specchio trasportabile ed inclinabile dimensioni 170.	

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956