



Questa pedana propriocettiva si rivela un valido supporto per l'attività fisica e riabilitativa consentendo di svolgere esercizi finalizzati a migliorare l'equilibrio, tono muscolare e postura.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Codice prodotto</b>	<b>133181</b>
Colore	Grigio
Dimensioni	Ø 40 cm
Altezza	9 cm
Peso raccomandato	120 kg
Capacità di carico testata	200 kg

## OPTIONAL

Codice	Descrizione	
141160	Pompa ad ago munita di prolunga flessibile la quale evita in fase di gonfiaggio eventuali danni alla valvola del prodotto. Capacità: 2 x 75 cc Lunghezza: 20,5 cm	
141161	Pompa manuale per gonfiare palle di medie e grandi dimensioni	

## FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956