

**Stampella in lega leggera verniciata colore grigio.
Appoggio all'avambraccio in termoplastico fisso.
Manopola in plastica con catarifrangente e puntale in
gomma antiscivolo e antimacchia. Confezione 1 paio.**



CARATTERISTICHE TECNICHE STAMPELLE CODICE 171010

Regolazione altezza manopola	68.5-91 cm
Altezza sommità manopola/braccio fissa	24 cm
Peso	0.45 kg
Portata massima	150 kg

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956