

Tappeto scorrevole per home fitness con possibilità di inclinare il piano di corsa e di impostare diversi programmi di funzionamento per il graduale recupero della deambulazione e della muscolatura degli arti inferiori monitorando costantemente i più importanti dati di attività comprese le pulsazioni cardiache.



Particolare manubrio



CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice prodotto	182010
Motore	2,5 hp DC continuativi / 3,5 hp DC di spunto
Velocità	1-18 km/h incremento 0,1 km/h, 4 velocità preimpostate
Inclinazione	Elettrica su 18 livelli, 4 step preimpostati
Schermo	1 finestra da 110 x 61 mm lcd con retroilluminazione blu
Visualizzazione	Tempo / distanza / velocità / inclinazione / calorie / pulsazioni
Programmi	Manuale - 16 preimpostati con variazione velocità e inclinazione - <i>HRC - body fat</i>
Rilevazione pulsazioni	Hand pulse + ricevitore wireless per fascia cardio integrata
Fascia cardio	di serie
Pedana	Pieghevole, apertura servoassistita da pistone idraulico
Piano di corsa	46 x 140 cm ammortizzato da 4 air shox + 2 elastomeri
Diametri rulli	Anteriore 56 mm, posteriore 50 mm
Nastro	Antiscivolo su tela cotone tramatura doppia, 1,8 mm
Comandi corrimano	Inclinazione / velocità, corrimano soft touch
Accessori	Mp3 + altoparlanti + 2 porta borraccia
Ruote trasporto	Si
Pre-assemblato	Si
Dimensioni aperto	180 x 72 x 133 cm (LxWxH)
Dimensioni chiuso	100 x 72 x 158 cm (LxWxH)
Dimensioni imballo	179 x 77 x 32 cm (LxWxH)
Portata max utente	120 kg
Peso netto	73 kg
Peso lordo	81 kg
Certificazioni	CE, ROHS, EN957

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956